

下書き用

検査名	管電圧 (Kv)	mAs値	焦点-検出器間距 離(FDD,FFD,FID)	照射野X (cm)	照射野Y (cm)	Al濾過 (mmAl)	Cu濾過 (mmCu)	グリッド比	AEC使用の有 無
1. 胸部正面(100Kv未満)									
2. 胸部正面(100Kv以上)									
3. 検診胸部正面									
4. 腹部正面(臥位)									
5. 乳児股関節									
6. 乳児胸部									
7.小児胸部									
8. 頭部正面									
9. 頸椎正面									
10. 胸椎正面									
11. 胸椎側面									
12. 腰椎正面									
13. 腰椎側面									
14. 骨盤正面									

- * 成人の検査は**体重 50 Kg～60 Kg の一般的な体格の患者 15～20 名の中央値**をご記入ください。
- * AEC(自動露出制御機構)を使用している場合は設定条件ではなく、**実際の撮影条件**をご記入ください。
- * グリッドを使用していない場合は”なし”を、使用している場合はその**グリッド比**をご記入ください。
- * 総ろ過はAl当量で**2.5mm**以上とすることが義務付けられています。